



Solution (REG. N. 18326
Ministero della Salute)

Presidio Medico Chirurgico

FORMATE DISPONIBILE:

Flacon de 200 ml Clorexyderm® Solution

Clorexyderm® SOLUȚIE

COMPOZIȚIE:

- Digluconat de clorhexidină 0,5%
- Propilenglicol
- Glicerină
- Lanolină
- Apa deionizată

INDICAȚII:

Soluția Clorexyderm®, bogată în substanțe hidratante și emoliente, conține clorhexidină, activă față de microorganismele sensibile. Nu trebuie clătit după aplicare și, prin urmare, este ideal ca ajutor pentru terapia cu șampon și pentru dezinfectarea unor suprafețe mari de piele.

MOD DE UTILIZARE:

Distribuiți produsul uniform pe zona de dezinfectat, pulverizați dacă folosiți spray-ul sau masând ușor dacă utilizați spuma. Nu uscați. Efectuați tratamentul o dată pe zi, dacă nu este indicat altfel de către medicul veterinar.

Uses of
Clorexyderm® solution 4%

